

Z Vibe Türkiye



Zvibeturkiye.com



- Z Vibe Türkiye ARK Terapi ürünlerinin resmi TEK distribütör sayfasıdır.
- Ürünler ABD 'de üretilmiş olup FDA onaylıdır.
- 2023 Kasım ayından itibaren faaliyet göstermektedir.
- Ürünler Oral motor, Beslenme ve Konuşmayı destekleyen Uzmanların kullanımına yöneliktir.
- 4000 TL ve üzeri kargo ücretsizdir.



İletişim: 0543 841 45 10

Z Vibe Nedir?

Z-Vibe, parmaklarınızı tehlikeye atmadan ağız boşluğu içinde hedefli dokunsal ipuçları sağlamanıza yardımcı olan bir araçtır. Ayrıca ek titreşim bonusu ile dokunsal öğrenmeyi bir sonraki seviyeye taşıyor. Z-Vibe'nin yumuşak titreşimi, oral odağı artırmak ve artikülatörlere daha fazla dikkat çekmek için ek duysal stimülasyon sağlar.



8 çeşit sap seçeneği vardır. Uç ve pil ile kullanıma hazır gönderilir. İsteğe yönelik diğer uçlar alınabilir.

3750 TL

Z Vibe Özellikleri



ABD'de üretilmiştir, tıbbi sınıf, FDA uyumlu

•Kurşun, ftalat, PVC, BPA veya lateks YOK

•Z-Vibe® burada 1 Prob Ucu ve 1 Anahtar Ucu ile satılır, diğer uçlar ayrı olarak satılır.

•Pil dahil (lütfen dikkat: bu özel bir Vibe Pil mağazalarda satılmaz - yedek satın almanızı öneririz)

•Yaklaşık 6,5 inç uzunluğunda ve yarım inçten daha az çapındadır

•Bir terapist veya eğitimli bir bakıcının rehberliğinde her yaştan ve yetenekten bireyler için önerilir.

•Z-Vibe iki farklı versiyonda mevcuttur: plastik (tüm renk seçenekleri) veya metal (alüminyum). Plastik seçenekler sağlam, uygun fiyatlı, temizlenmesi kolay ve renkli bir şekilde çocuk dostudur.



3750 TL

Z Grabber Tool

Z-Grabber® hafif, taşınabilir bir tasarıma sahiptir. Sap (sarı uç hariç) yaklaşık 4,75 inç uzunluğunda ve yaklaşık ½ inç çapındadır. Uç dahil, ünite ek olarak 2 inç uzunluğundadır.

Plastik sapın bir ucu iç bileşenlerden kapatılır, böylece ağızda çalışırken o uçtan tükürük, su veya nem giremez. Sapın karşı ucundaki Anahtar Ucu üniteyi açıp kapatır ve pili değiştirmek için kolayca çıkarılabilir.

Çiğnenebilir »tutma" halkası, ikili ısırma/çiğneme egzersizleri için veya kolay kavrama için bir sap olarak kullanılabilir.

Sap ve Döngü çeşitleri mevcuttur.




4200 TL

Kullanım örneği videosu için [tıklayın](#).

Kargo ücretsizdir.

Z Vibe ve Kit Kullanım Kılavuzu



- Z-Vibe®'i icat eden konuşma dili patoloğu Debra Lowsky, MS, CCC-SLP tarafından yazılan bu kitap, Z-Vibe®, Z-Grabber® ve en popüler uç eklerinin nasıl, ne zaman ve nerede kullanılacağını açıklayan kapsamlı bir referans kılavuzudur. İngilizcedir.
- Kapsanan konular şunları içerir:
- Sözlü Farkındalık
- Dudak Hareketi
- Çene Derecelendirme ve Kararlılık
- Dil ve Çene Ayrışması
- Dil Yükselmesi
- Dil Lateralizasyonu
- Dil Kasesi
- Beslenme
- Isırma ve Çiğneme
- Araçların yerleşimini gösteren birçok ayrıntılı illüstrasyon içeren 60 sayfalık, taşınması kolay, spiral ciltli bir kitaptır. Spiral ciltleme ile terapi egzersizleri sırasında kitaba kolayca başvurabilirsiniz - sayfalarla "kavga" yok!
- Ayrıntılı çizimler ve talimatlar. Spiral ciltleme. 60 sayfa. Kitap, kompakt 5.5" genişliğinde x 8.5" yüksekliğindedir.

3300 TL

Z Vibe Uç Setler

En popüler Z-Vibe® tüm kitler tek bir pakette!

- 1 Prob Ucu
- 1 Ön Tavsiye İpucu
- 1 İnce Uç
- 1 Düğme Ucu (tek, #3)
- 1 Kaşık Ucu (küçük/pürüzsüz)
- 1 Dil Bastırıcı Ucu (pürüzsüz)
- 1 Bite-n-Chew Ucu (daha kalın/pürüzsüz)
- 1 Bite-n-Chew Ucu (sıska/dokulu)
- 1 Fırça Ucu (yumuşak)
- 1 Y İpucu (orta seviye)

Bu kitin her bileşeni ayrı olarak mevcuttur, ancak bunları burada bir pakette satın alarak tasarruf edebilirsiniz.

Lütfen dikkat: bu kit varsayılan olarak Z-Vibe® sapı ile *gelmiyor*. Ancak ürünü ekleyebilirsiniz..



10.500 TL

O.T. İçin Pratik Set

Çeşitli duyuşal ve ince motor hedefleri ele almak için özenle seçilmiş, en çok satan temel mesleki terapi araçlarımızdan oluşan kapsamlı bir kitle mesleki terapi seanslarını artırın. Bu kit, OT araç kutunuzu başlatmak için yeni mesleki terapistler göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda kariyerinizin herhangi bir noktasında OT'ler veya evde mesleki terapi ödevlerini takip etmek isteyen ebeveynler için çok yönlü bir araç koleksiyonudur. Her kit şunları içerir:

Z-Vibe® (Royal Blue)

1 Kalem Ucu, 1 Boya

1 Grabber® (Kireç Yeşili - XT/Orta seviye)

1 Krypto-Bite® Kalem Topper (Kırmızı - Standart/En Yumuşak seviye)

1 Duyusal yer imi(Tek, Sarı)

1 Kalem Kavrama Yuvarlak Uç



9000 TL

Feeding Therapy (Küçük Set)

ARK'ın Seyahat Kiti orijinal ve en popüler Z-Vibe kitidir. Her kit şunları içerir:

- Prob Uçlu 1 Z-Vibe® sapı
- 1 Ön Tavsiye İpucu
- 1 Bite-n-Chew
- Ucu (sıksa/pürüzsüz)
- 1 Dil Bastırıcı Ucu (pürüzsüz)
- 1 Kaşık Ucu (küçük/pürüzsüz)
- 1 İnce Uç
- 1 Saklama Kutusu

Önceden takılmış 1 pil ile birlikte gelir. Not: Bu, mağazalarda kolayca bulunmayan değiştirilmiş bir pildir, bu nedenle ekstra pil istenirse eklemenizi öneririz.



7900 TL

Feeding Therapy (Büyük Set)

ARK'ın Beslenme Terapisi Kiti, en iyi fırsatta beslenme terapisi araçlarından oluşan eksiksiz bir kittir. Her kit, özenle seçilmiş çiğneme aletleri, Z-Vibe uç ataşmanları ve içme bardağı ile birlikte gelir.

Bu beslenme kitinin, bunu birlikte kullanacağınız kişinin yaşına göre iki farklı versiyonu vardır. İkisi arasındaki fark nedir? Her ikisi de benzerdir, ancak bebek/yürümeye başlayan çocuk versiyonunda yaşa uygun bebek çiğneme aletleri, kullanıcı dostu bir Bear Şişesi pipet kabı ve yaşa uygun Z-Vibe uç ataşmanları (Mini Uç ve küçük Kaşık Uçları) bulunur. Bu beslenme terapisi kitinin çocuk/yetişkin versiyonu, daha büyük ağızlar için daha uzun gövdeli çiğneme aletlerine, daha büyük çocuklar ve yetişkinler için daha gizli bir pipet kabına (Cip-Kup), Prob Ucuna (Mini Ucun daha büyük bir versiyonu) ve büyük Kaşık Uçlarına sahiptir.

Bebek/yürümeye başlayan çocuk kiti (yaklaşık 6 aydan 3 yaşına kadar) şunları içerir:

- 1 Bebek Tetra-Bite (Teal)
- 1 Bebek Kapma (Açık Mavi)
- 1 Ayı Şişesi Seti
- 1 Z-Vibe® kolu
- 1 Mini İpucu
- 1 Yumuşak Fırça Ucu
- 1 Bite-n-Chew Tip XL (Sıska/Pürüzsüz)
- 1 Bite-n-Chew Tip XL (Sıska/Dokulu)
- 1 Isırık Tüpü Ucu (Dokulu)
- 1 Ön Tavsiye İpucu
- 1 Kaşık Ucu (Küçük/Pürüzsüz)
- 1 Kaşık Ucu (Küçük/Dokulu)
- 1 Fare İpucu
- 1 Saklama Kutusu



18000 TL



18000 TL

Çocuk/yetişkin kiti (yaklaşık 3 yaş ve üstü için, yaş sınırı yok) şunları içerir:

- 1 Kapmak (Macenta)
- 1 Dokulu Kapmak (Kırmızı)
- 1 Y-Chew XT (Turkuaz)
- 1 Cip-Kup® Tertibatı
- 1 Z-Vibe® kolu
- 1 Prob Ucu
- 1 Yumuşak Fırça Ucu
- 1 Bite-n-Chew Tip XL (Sıska/Pürüzsüz)
- 1 Bite-n-Chew Tip XL (Sıska/Dokulu)
- 1 Isırık Tüpü Ucu (Dokulu)
- 1 Ön Tavsiye İpucu
- 1 Kaşık Ucu (Büyük/Pürüzsüz)
- 1 Kaşık Ucu (Büyük/Dokulu)
- 1 Saklama Kutusu

Z vibe Beslenme Alternatif aparat (Fare-Kedi-Köpek)

ARK'ın Z-Vibe® Animal Critter'ı, duyuşal giriş ve oral motor stimölasyonunu saęlamannın kolay bir yoludur. Pürüzsüz, yumuşak titreşimi, hassasiyetleri normalleştirmeye ve yemek zamanlarında ağızı "uyandırmaya" yardımcı olur. Eğlenceli hayvan karakterleri, beslenme terapisiyle ilgili herhangi bir stresi veya endişeyi hafifletmeye yardımcı olmak için samimi bir ortam yaratır.



Kullanım için Z Vibe olmalıdır.



1400 TL


Z-VIBE® İÇİN ARK DÜĞME UÇLARI (2'li PAKET)

ARK'ın Düğme İpuçları, dudak kapatma ve dudak gücü üzerinde çalışmanın eğlenceli ve ilgi çekici bir yoludur - uygun konuşma ve beslenme gelişimi için gerekli temel beceriler.ProButton seti ile tamamen aynıdır, ancak Z-Vibe® için uç ataşmanlarına dönüştürülürler (Z-Vibe ayrı satılır).

Düğme Uçları 2 sarı uçlu bir set (en küçük boyutlar) VEYA 2 deniz mavisi set (en büyük boyutlar) halinde satılır. Sarı düğmeler .5" ve .6" çapındadır (sırasıyla 1 ve 2 etiketli). Deniz mavisi düğmeleri 0,7" ve 0,8" çapındadır (sırasıyla 3 ve 4 olarak etiketlenir).

Dudak kapatma üzerinde çalışmak beslenme becerilerini, içme becerilerini, tükürük kontrolünü, konuşma sesi üretimini ve daha fazlasını geliştirmeye yardımcı olur.

☀️ Kullanım için Z Vibe olmalıdır.



2100 TL

Z VİBE Bite'n Chew Ucu

Bite-n-Chew Ucu, sürekli bir ısırmaı teşvik etmek, ısırma ve çiğneme becerilerini geliştirmek, çene gücünü ve stabilitesini geliştirmek ve oral motor becerileri geliştirmek için özel olarak tasarlanmış Z-Vibe® için bir ektir. Daha fazla uyarım için ağız dışında yanaklarda ve dudaklarda da kullanılabilir.

Bite-n-Chew Tip 4 farklı versiyonda mevcuttur: daha ince/pürüzsüz, daha kalın/pürüzsüz, daha ince/dokulu veya daha kalın/dokulu. Daha ince versiyonlarla başlayın ve yavaş yavaş çene gücünü oluşturmak için daha kalın versiyonlara ilerleyin (daha büyük çaplı olanlar çeneyi daha fazla çalıştırır). Pürüzsüz olanlarla başlayın ve dokuyu yavaşça tanıtmak veya oral hassasiyetler üzerinde çalışmak için dokulu olanlara ilerleyin.



1200 TL

✨ Kullanım için Z Vibe olmalıdır.

✨ Adet fiyatıdır. 2'li Set 2100, 3'lü Set 2850, Tüm Set 3550 TL dir.

Z Vibe Isırma Beceri Seti

Angeliki Xygka, BSc / MSc, SLP tarafından icat edilen ve ARK tarafından geliştirilen Squeezer Tıps, ısırma becerilerini, dil yükselmesini ve dudak kapatmayı kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış oral motor aletleridir. V şekli, sıkarken direnç sağlar - çene, dil ve/veya dudakları egzersiz yapmak için mükemmeldir.

Zorluk seviyesine göre renkler belirtilmiştir.

☀ Adet fiyatıdır. Tüm Set 3900 TL dir.



1400 TL

Z Vibe Uyumlu Çatal (Pürüzlü-Dokusuz)

ARK'ın Fork Tip ataşmanları, herhangi bir Z-Vibe®'yi nihai duyuşal besleme aracına dönüştürür. Kaşık Uçları, birçok terapistin ve ebeveynin yemek seçici çocuklarda ilk katı yiyeceklerini almalarına yardımcı oldu.

Çatal Ucu iki farklı versiyonda mevcuttur - pürüzsüz veya dokulu. Dokulu versiyon, ek duyuşal girdi için dişlerin arka tarafı boyunca hafif darbelere sahiptir.

Z-Vibe sapı ile kullanıldığında, Fork Tip ağız »uyarmaya" yardımcı olabilir, farkındalığı artırabilir ve beslenme sırasında uyarım sağlayabilir. Herhangi bir duyuşal yemek zamanı terapi planı için harika bir araç!

☀ Kullanım için Z Vibe olmalıdır.

☀ Adet fiyatıdır. 2'li Set 2550 TL dir.



1460 TL

Z Vibe Pürüzsüz ve Dokulu Kaşık

Z Vibe Tıp ataşmanları, herhangi bir Z-Vibe®'i nihai duyuşal beslenme aracına dönüştürür. Düz Kaşık Ucu, boyut ve şekil olarak orijinal küçük Kaşık Ucuna çok benzer. Fark kaşık kabındadır - Düz Kaşık Ucu, sınırlı dudak kontrolü olan ve/veya kaşıktan yiyecek çıkarmakta zorlanan bireyler için mükemmel olan çok ince bir profile sahiptir.



1350 TL

☀ Kullanım için Z Vibe olmalıdır.

☀ Adet fiyatıdır. 2'li Set 2500 TL dir.

Z Vibe Dokulu Kaşık Uçları

Kaşık Ucu, beslenme terapisti Debbie Lowsky, MS, CCC-SLP tarafından kolay beslenmeyi ve yiyecek çıkarmayı desteklemek için özel olarak tasarlanmıştır. Kaşık kabının boyutu ve şekli "tam doğru" - uygun miktarda yiyecek tutacak kadar büyük, ancak kaşığın çok fazla yiyeceklerle aşırı yüklenmesini önleyecek kadar küçük.

Z-Vibe sapıyla birlikte kullanıldığında, Spoon Tips ağız "uyandırmaya" yardımcı olabilir, farkındalığı artırabilir ve dudaklara, dile, yanaklara ve çeneye uyarım sağlayabilir.

Bunlar standart Kaşık Uçlarına benzer, ancak kaşığın arkasında hafif yumrular vardır. Bu doku, çocukların pürelı yiyeceklerden dokulu yiyeceklere geçişine yardımcı olur ve ek dil stabilitesi sağlar.

☀ Kullanım için Z Vibe olmalıdır.




1250 TL

Z Vibe Dil Depresör Ucu

ARK'ın Dil Depresör ucu, duysal oral motor alet kutunuza harika bir katkı sağlar! Ağız boşluğunu incelemek, orta dil yükselmesi, dilin arkası yükselmesi, dudak kapanması vb. üzerinde çalışmak için kullanın. Dilin geniş bir yüzey alanına duysal girdi sağlamak için de kullanılabilir.

Pürüzsüz veya dokulu bir seçenekte mevcuttur. Pürüzsüz Dil Depresör ucu, normal bir dil bastırıcı gibidir. Dokulu olan, çok fazla duysal girdi için ön tarafta büyük yumrular ve arka tarafta küçük yumrular ile eğlenceli bir Tuğla tarzı görünüme sahiptir.

☀ Kullanım için Z Vibe olmalıdır.



1350 TL

Z Vibe için İnce UÇ

Belirli bir noktayı belirlemeniz mi gerekiyor? Bu ince uç, çapı bir kalem ucunun boyutuna kadar daralır - konuşma veya beslenme terapisi sırasında dokunsal oral yerleştirme ipuçları sağlamak ve artikülatörleri yönlendirmek için mükemmeldir.

ABD'de üretilmiştir, tıbbi sınıf, FDA uyumlu

Kurşun, ftalat, PVC, BPA veya lateks içermez

Her uç yaklaşık olarak 0,4 x 2,25"

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Z-Vibe veya Z-Grabber kolu ile birlikte kullanılır (ayrı satılır)



1200 TL

Z Vibe Mini Prob Ucu

Mini Ucu, Prob Ucunun daha küçük bir versiyonudur - Z-Vibe® için en çok yönlü uç ataşmanımız. Daha küçük boyutu bebekler ve küçük çocuklar için mükemmeldir ve dikdörtgen şekli üç farklı yüzeye sahiptir: engebeli, çizgili ve pürüzsüz. Bu nedenle, Mini Tip, diş etlerine, damaklara, yanaklara, dile ve dudaklara hafif baskı uygularken okşarken çeşitli bir duyuusal deneyim sağlar. Bu duyuusal girdi, ağız "uyandırmaya" yardımcı olabilir ve hipoduyarlılıkları olan bireyler için ağız farkındalığını artırabilir. Veya aşırı duyarlılığı olan bireyler için oral savunma ve gıdadan kaçınmayı azaltmaya da yardımcı olabilir.



1600 TL

Z Vibe Prob Ucu (Yuvarlama)

ARK'ın Preefer Ucu, Z-Vibe® için en popüler uç ataşmanlarından biridir. Çevresi boyunca uzun sırtlara sahip silindirik bir tasarıma sahiptir - "yuvarlama" eylemi istendiğinde mükemmeldir. Dudakların üzerinde, dilin üzerinde, yanakların içinde vb. yuvarlayın. Bu duyuşal girdi, ağız "uyandırmaya" yardımcı olur ve hipoduyarlılıkları olan bireyler için ağız farkındalığını artırır. Veya, aşırı duyarlılığı olan bireyler için oral savunma ve gıda/doku isteksizliklerini azaltmaya yardımcı olabilir. Preefer Ucu, dudak ve yanak farkındalığı, dudak kapatma, orta bıçaklı dil yükselmesi, emme hareketi ve daha fazlası gibi çeşitli diğer oral motor becerileri üzerinde çalışmak için de kullanılabilir.



1200 TL

Z VİBE ÇOK YÖNLÜ PROB UCU

ARK'ın Prob Ucu, Z-Vibe® için en çok yönlü uç ataşmanıdır. Dikdörtgen şekli üç farklı yüzeye sahiptir: engebeli, çizgili ve pürüzsüz. Diş etlerine, damaklara, yanaklara, dile ve dudaklara çeşitli duysal girdiler sağlamak için kullanın. Oral motor terapi sırasında hedefli dokunsal ipuçları sağlamak için de kullanılabilir.



1200 TL

ARK's Çiğneme-Isırma Tube Hierarchy Set

- 1 Isırık Tüpü Sarı (standart/en yumuşak seviye)
- 1 Bite Tüpü Parlak Mavi (XT/orta seviye)
- 1 Isırık Tüpü Turuncu (XXT/en sert seviye)
- 1 Grabber Macenta (standart/en yumuşak seviye)
- 1 Grabber Limon Yeşili (XT/orta seviye)

Biri genellikle çiğnemeleri yukarıda listelenen sırayla, içi boş Isırık Tüpleri ile başlayıp daha sonra sağlam Grabbers'a kadar ilerleyecektir..Bununla birlikte, her insan potansiyel olarak farklıdır ve çiğnemeler arasında farklı şekilde ilerleyebilir.

İçi boş çiğnemeler daha fazla sıkıştırır ve bu nedenle çiğnenmesi daha kolaydır, oysa katı çiğnemeler daha fazla direnç ve daha yüksek zorluk seviyesi sağlar

☀ SET olarak satılır.



7200 TL

Oral Motor proMini

Bu küçük ağızlar için tasarlanan Bir tarafı pürüzlü, diğer tarafı çizgili ve kenarları boyunca pürüzsüz olan dikdörtgen bir ucu vardır. Bu dokulu yüzeyler dokunsal girdi, farkındalık ve his sağlar.

Dokunarak, okşayarak ve hafif bir basınç uygulayarak diş etlerini, damakları, dudakları, yanakları ve dili uyarmak için oral masaj fırçası olarak kullanın. Oral hassasiyetleri olan bireyler için, en az girdiyi sağladıkları için pürüzsüz taraflarla başlayın. Sonra çizgili tarafa ve sonunda inişli çıkışlı tarafa ilerleyin. Ayrıca proMini'yi beslenme terapisinde "dipper kaşığı" olarak kullanılmak üzere gıdalara batırabilirsiniz - yeni başlayan kaşık kullanıcıları ve/veya püreli yiyeceklere doku kazandırmak için ürün kullanılır.



1600 TL

DUDAK KAPATMA/GÜÇ İÇİN ARK PROBUTTON™ SET

Dudak kapatma üzerinde çalışmak beslenme becerilerini, içme becerilerini, tükürük kontrolünü, konuşma sesi üretimini ve daha fazlasını geliştirmeye yardımcı olabilir.

ABD'de üretilmiştir, tıbbi sınıf, FDA uyumlu

BPA, PVC, kurşun, ftalat veya lateks içermez

Her tutamak 6 inçin biraz altında

Her "düğme"nin farklı bir çapı vardır (.5", .6", .7" ve .8")

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Bir set halinde satılır (1 sarı ve 1 deniz mavisi alet)



2400 TL

RİGHİ BİTE APARATI

Bir seferde yiyeceğın yalnızca bir kısmı sunulduğundan, Doğru Isırık uygun ısırık boyutlarını teşvik eder, ağız dolgunmasını önler ve yeterli çiğneme süresine izin verecek şekilde yeme hızını hızlandırır. Çene derecelendirmesi ve kontrolü için çeşitli kalınlıklarda gıda maddeleri kullanın ve her bir gıda maddesi için ağızın ne kadar açılacağını ölçme alıştırmaları yapın. Amacınız ne olursa olsun, Doğru Isırık, terapistin/bakıcının beslenme terapisi sırasında ısırılma riskini ortadan kaldırır. Ayrıca, öngörülen bir ısırıkla karşı karşıya kalmak, bazı bireylerin büyük yiyecek parçalarıyla sahip olabileceği görsel duyuşal endişeleri azaltır. Doğru Isırık terapi aracı her yaştan birey için önerilir.



1900 TL

Ark Lip Blok (SET veyaTEKLİ)

Ağız kaslarını doğal olarak çalıştırın

Dil geri çekilmesini ve uygun oral pozisyonu teşvik edin

İçeceğin ağızda çok geriye gitmesini önleyin

Artan zorluk için sarıdan maviye ve deniz mavisine ilerleme

ABD'de üretilmiştir!

SARI BEYAZ **PEMBE** **TURUNCU**
(EN KOLAY)

MAVİ (ORTA)

TURKUAZ (EN SERT)

3 lü ve 5 li set hiyerarşik set olarak da satılır.



1900 TL

☀ Adet fiyatıdır. 3'li Set 3000 TL , 5'li set 4400 TL dir.

ORO-NAVIGATOR™ DİL LATERALİZASYON ARACI

Konuşma dili patoloğu Luz Arias, MS, CCC-SLP tarafından icat edilen ve ARK Therapeutic tarafından geliştirilen ARK'ın oro-Navigator™, yanıl hareketi teşvik etmek için özel olarak tasarlanmış bir oral motor dil aletidir. Dil yanallaştırma kavramını oluşturmak için dili bir yandan diğer yana yönlendirmek veya dil yükselmesi kavramını oluşturmak için yukarı ve aşağı kullanmak için kullanın. Manşeti yönlendirmek için dilin yan tarafına (veya önüne) yerleştirmeniz yeterlidir.




1900 TL

Baby Grabber

ARK'ın Baby Grabber®'i, ebeveynlerin ve terapistlerin bebeklere ağız gelişiminin erken aşamalarında yardımcı olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Duyusal keşif ve ısırma ve çiğneme becerilerini teşvik etmek için kullanın. Döngüyü bebeğin ağzının ön kısmına veya sapı molar bölgesinin arasına yerleştirin ve kapatmak için çeneyi yukarı ve aşağı yönlendirin.

Bu oral motor aktivite, ağız kaslarını güçlendirmeye ve daha sonra konuşma ve beslenme becerilerine hazırlamaya yardımcı olabilir.



1550 TL

Bölmeli Tabak

Bu renkli bölünmüş tabaklarla yiyecekleri ayrı tutun. Seçici yiyiciler ve/veya yiyeceklerinin dokunmasını sevmeyen çocuklar veya yetişkinler için mükemmel olan her tabağın yiyecekleri tutmak için üç farklı bölmesi/bölümü vardır. Bu bölünmüş tabaklar sağlamdır, birden fazla alırsanız kolayca istiflenebilir ve ABD'de üretilmiştir.

Her tabak ayrı ayrı satılır.



1500 TL

Ark Bear Pipet Aparatı

ARK'ın Ayı Şişesi Kiti, yeni başlayanlar ve/veya ağızdan motor gücünü çeken çocuklar için içmeyi kolaylaştırmanın eğlenceli ve samimi bir yoludur. Aynı zamanda bebekleri doğrudan şişelerden saman içmeye geçirmenin mükemmel bir yoludur - sippy bardakları tamamen atlamak! Birçok konuşma terapisti, sippy bardakların yanlış dil konumlandırmasını ve olgunlaşmamış bir yutma düzenini teşvik edebileceğine inanırken, saman içmenin ağız kaslarını güçlendirmeye ve dil geri çekilmesini, yanak gerginliğini, dudak kapatmayı ve uygun oral konumlandırmayı teşvik edebileceğine inanır.



1500 TL

Z-VIBE VEYA Z-GRABBER İÇİN YEDEK PARÇA KITI

1850 TL



- Z-VIBE VEYA Z-GRABBER İÇİN YEDEK PARÇA KITI

ZVibe ve Z Grabber
için Yedek Piller

1.200,00₺

Tekli , 3 lü ve 7 li set satılabilir.

Adet-Set Seç *

Seç

1 Adet (1200 TL)

2 ADET (2100 TL)


3 ADET (2850 TL)

4 ADET SET(3550 TL)

1200 TL



Kargo



KARGO, ÜRÜN VE İADE POLİTİKASI

Ürünlerimiz paketli ve açılmamış şekilde adrese teslim edilmektedir. Aşağıdaki kargo firmalarıyla çalışmaktayız.

Stoktaki ürünler 2 gün içerisinde kargoya verilebilir. Stokta olmayan istek ürünler 7 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Kargo takip numarası ile gönderinizi takip edebilirsiniz.

- MNG Kargo
- Yurt İçi Kargo

Türkiye'nin her yerine 250 tl sabit kargo ücreti ile gönderim sağlanır.

4000 tl ve üzeri kargo ücretsizdir.





SIK SORULAN SORULAR

S.S.S

• Z Vibe ve Z Vibe ürünlerini Nasıl Temizleyebiliriz ?

İşte önerdiğimiz şey:

Sapı dezenfektan sprey veya mendille silin (örneğin Clorox Anywhere). Daha sonra uçlar çıkarılabilir ve:

Hafif sabun ve suyla ovalanabilir veya

Bulaşık makinesine konulabilir (kurutma döngüsü yok) veya

Birkaç dakika kaynatılabilir (tekrar kullanmadan önce birkaç saat beklediğinizden emin olun, böylece sadece dokunulduğunda değil, özüne kadar soğuyabilirler)

• Hangi Sertlik derecesini almalıyım ?

Neredeyse tüm çiğnemeliklerimiz 3 renk kodlu sertlik seviyesinde (yani yoğunluk seviyelerinde) gelir. Hangi seviyeyi almalısınız? Her kişinin potansiyel olarak farklı tercihleri vardır, ancak genel bir kural olarak:

Yumuşak / Standart Seviye = bu, herhangi bir şekildeki en yumuşak seviyedir. Bu seviye, gerçekten yumuşak ve çiğnenebilir şeyleri çiğnemeyi sevenler için en iyisidir. "Dayanıklılık" açısından - bu seviye, genellikle hiçbir şeyi çiğnemeyenler için en iyisidir.

XT / Orta Seviye = bu seviye daha serttir, ancak çoğu şekilde (özellikle ince arka azı dişleri şekillerinde) yine de oldukça çiğnenebilirdir. Bu seviye, genellikle biraz daha dirençli bir şey isteyenler ve/veya standart seviyeyi veya diğer şeyleri çiğnemiş ve daha uzun ömürlü bir şey arayanlar için en iyisidir.

XXT / En Sert Seviye = bu en sert seviyedir. Bu, sert nesneleri çiğnemeyi tercih edenler için iyi bir seviyedir. Bu ayrıca, genellikle şeyleri hızlı bir şekilde çiğneyebilen hevesli çiğneciler için en uzun ömürlü seviyedir. Çiğnenebilir hiçbir şey yok edilemez değildir, ancak XXT oldukça serttir!

Referans noktası olarak: XT seviyesi pembe inci silgilerinin sertliğine benzer.

Şüphe duyduğunuzda, daha sert yerine daha yumuşak bir şey seçmenizi öneririz (çünkü herkes daha sert XT ve XXT seviyelerini sevmez).



SIK SORULAN SORULAR

S.S.S

- **Kredi Kartı Geçerli mi?**

Sitedeki ürünlerde kredi kartı geçmektedir. PAY TR komisyon ve banka tarafından vadeye göre ek ücret talep edilebilir.

12 Taksite kadar imkan vardır.

- **Ürünler nasıl korunuyor?**

Ürünler hijyen açısından kapalı ambalajlı şekilde tarafınıza teslim edilir. Açılmış paketli ürünlerde iade kabul edilir.

- **Kendi Setimi oluşturabilir miyim?**

Z vibe uç, aparat ve diğer ürünlerden kendi setinizi oluşturup sipariş verebilirsiniz.

- **Ürünlerin Siparişinde fatura oluşturabilir miyim?**

Dilerseniz şirketiniz adına fatura oluşturulabilir ve gider gösterebilirsiniz.

- **Sipariş sadece site üzerinden mi veriliyor?**

Whatsapp ve Instagram üzerinden de sipariş oluşturulabilir. Sanal pos ile site üzerinden taksitli işlemler gerçekleştirilebilir.



SIK SORULAN SORULAR

S.S.S

- **Z-Vibe®'den kimler yararlanabilir?**

ARK'ın Z-Vibe®'si, özellikle artikülasyon bozukluğu, beslenme bozukluğu, duysal sorunu ve/veya oral motor güçlüğü olan her yaştan ve bilişsel yetenekten bireye fayda sağlayabilir. Bu zorluklar, Down sendromu, Otizm, Serebral Palsi, SPD vb. olan ancak bunlarla sınırlı olmayan bireyler görülebilir. Bakıcılar, Z-Vibe®'nin sevdiklerinizin terapötik tedavi planına dahil edilip edilemeyeceğini görmek için konuşma ve/veya ergoterapistlerinize danışılmalıdır.

- **Titreşim herkes için doğru mu?**

Birçok kişi Z-Vibe®'den oral duysal girdi ve hoş bir şekilde uyarılma için can atar. Bununla birlikte, her insanın kendi duysal tercihleri, hoşlanmaları ve hoşlanmamaları vardır ve bu nedenle bazıları titreşime diğerlerinden daha az açık olabilir. Titreşim çok uyarıcıdır ve güven ve kabul oluşturmak zaman alabilir. Yavaşça başlayın ve önce cihazı titreşim olmadan yavaş yavaş tanıtır. Ardından, açın ve bireye gösterin, titreşimi ellerde veya kollarla hissetmesine izin vererek yavaşça ağızda kabullenmeye doğru ilerleyin. Bununla birlikte, Z-Vibe®'nin titreşim olmadan her zaman KAPALI konumda kullanılabileceğini unutmayın. Titreşim olmasa bile, Z-Vibe® oral motor stimülasyonu ve konuşma/besleme egzersizleri için kullanılabilir.

- **Ben bir ebeveyn/bakıcıyım. Z-Vibe®'i evde kullanabilir miyim?**

Kesinlikle! Ebeveynlerin evde önerilen terapi tekniklerini takip etmeleri çok önemlidir. Ortalama olarak, çocuklar konuşma terapistlerini haftada 1-2 kez görür, ancak çocuğunuzu her gün görürsünüz! Çocuğunuzun terapi ödevi üzerinde her gün, gün boyunca birkaç kez çalışarak öğrenmeyi hızlandırın. Terapistinizden egzersizleri açıklamasını ve göstermesini ve evde ilerleme kaydetmeniz için size ipuçları vermesini isteyin.

- **Çocuğum Z-Vibe®'i kendi başına kullanabilir mi?**

Z-Vibe® bir terapist ve/veya ebeveyn tarafından kullanılacaktır. Çocuk Z-Vibe'i kendisi tutmak istiyorsa, el üze yardım kullanmanızı öneririz. Küçük parçalar içeren bir tıbbi cihaz olarak, her zaman denetlenmelidir.

İLETİŞİM

ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAH.
ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CAD. A NO:
22 /1 İÇ KAPI NO: 198 BAKIRKÖY/
İSTANBUL



zvibeturkiye@gmail.com



+90 543 841 45 10

ERG.BURAK YUNAR



instagram.com/zvibeturkiye

zvibeturkiye.com

Ayrıntılı bilgi ve sipariş için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.